

# MAXIMISEZ **L'EFFICACITÉ** DES SOINS INFIRMIERS AVEC L'ACCESSOIRE DE DRAINAGE AUTO-EFFLUENT

alimenté par le système **PrisMax**

Le système **PrisMax** avec l'accessoire de drainage auto-effluent optionnel élimine la nécessité de changer les poches d'effluent pendant une TRRC, libérant du temps de soins infirmiers et laissant plus de temps pour les soins aux patients<sup>1</sup>.



## Gagnez un temps précieux

Sans l'accessoire de drainage auto-effluent optionnel, un praticien en USI devra changer les poches d'effluent de chaque patient en TRRC toutes les une ou deux heures :

**Abandonner sa tâche actuelle** pour aller s'occuper de l'appareil de TRRC

**Interrompre le traitement** pendant le changement de poche

**Soulever une poche d'effluent** et la vider dans un drain à proximité

**Connecter une nouvelle poche**, puis passer à la tâche suivante



## Rend l'administration du traitement plus efficace


L'accessoire de drainage auto-effluent unique est conçu pour réduire les interventions pendant le traitement, libérant un temps de soins infirmiers précieux<sup>1</sup>.

En éliminant la tâche manuelle du changement des poches d'effluent toutes les une ou deux heures, les utilisateurs pourraient **gagner une moyenne de plus de 30 minutes** par patient par jour en temps infirmiers<sup>2,\*</sup>.

**Gagnez jusqu'à 30 minutes de temps de traitement supplémentaire** en atteignant les objectifs prescrits en réduisant le temps d'interruption du traitement en raison des changements de poches d'effluent<sup>2,\*</sup>.

**Les changements de poche peuvent être réduits de 60 %** par rapport aux systèmes de TRRC similaires<sup>2</sup>.

« L'avantage dépasse le nombre réel de minutes gagnées, car les praticiens peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes dans un cas complexe avec un patient<sup>3</sup>. »



## L'accessoire de drainage auto-effluent


L'accessoire de drainage auto-effluent pompe continuellement l'effluent collecté pendant le traitement dans un drain tout en offrant l'exactitude d'un système de mesure à peson. L'élimination des changements de poches d'effluent réduit l'exposition de l'utilisateur à l'effluent<sup>1</sup>.

Grâce à un système de crochets et de tubulures allant jusqu'à 18 m (60 pieds)\*, l'accessoire de drainage auto-effluent fonctionne avec plusieurs types de drains et dispositions de pièce<sup>1,†</sup>.

L'accessoire de drainage auto-effluent peut rester en place jusqu'à six jours, même lors du changement des dispositifs de filtre sanguin et des modes de la thérapie de remplacement rénal continue<sup>1</sup>.

\* Une ligne d'extension peut être nécessaire selon la distance entre l'appareil et le drain.

† La mise au rebut doit être gérée conformément à la politique de contrôle des infections de votre hôpital.



- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Cartouche             | 5. Tube d'effluent         |
| 2. Crochet du drain      | 6. Clamps de serrage       |
| 3. Poche d'effluent, 1 L | 7. Connecteur Luer femelle |
| 4. Poche d'effluent, 5 L | 8. Soupape d'arrêt         |

- L'accessoire de drainage auto-effluent élimine la nécessité de changer les poches d'effluent pendant le traitement grâce à l'alternance entre le remplissage et le drainage de l'effluent entre les poches de 1 litre et de 5 litres.
- L'effluent entre dans une poche pendant que l'autre poche se draine.
- Quand une poche atteint 1 litre, les clamps rotatifs changent de position automatiquement pour commencer à drainer cette poche et à remplir l'autre.
- Le drainage de l'effluent peut être suspendu au besoin pour permettre de changer l'emplacement du patient ou le point de drainage.
- La soupape d'arrêt unidirectionnelle à l'extrémité proximale de la ligne de drainage empêche le reflux de l'effluent.

### Spécifications

Ligne de drainage du dispositif d'AE : 6,7 m [22 pieds]<sup>4</sup>, de la soupape d'arrêt près de la base de l'appareil jusqu'à la fin de la ligne de drainage

Ligne d'extension AE : 3,35 m [11 pieds]<sup>4</sup>

Pour plus d'information, veuillez parler à un représentant Baxter ou visiter le [www.baxter.com](http://www.baxter.com).

Pour une utilisation sûre et adéquate des produits mentionnés dans le présent document, veuillez consulter le mode d'emploi ou le manuel de l'utilisateur appropriés.

Références :

1. Baxter – Manuel de l'opérateur de PrisMax\_Français\_ROW\_AW8005 Rév A Nov2018. 2. Baxter – PrisMax Limited Controlled Distribution Report #ER6877 Rev A. Données internes. 2018. 3. Broman M, Bell M, Joannes-Boyau O, Ronco C, The Novel PrisMax Continuous Renal Replacement Therapy System in a Multinational, Multicentre Pilot Setting. *Blood Purif* 2018;:220-227. 4. Baxter - AE tubing specification M6013-XX